



 **RingRescue**

RING RESCUE

REF RKM-EU, RKM-US, RKM-CA

FEI Number: 3015542886

Health Canada MDEL Number: 9115

U.S. Patent: 10,702,282



Ring Rescue Inc.
20 Orion Court
Dartmouth, Nova Scotia
Canada
1 (888) 640-7464
www.ringrescue.com



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Made in CANADA with domestic and imported materials

Contents

PAGE 4	EN
PAGE 5	AR
PAGE 6	BG
PAGE 7	CS
PAGE 8	DA
PAGE 9	DE
PAGE 10	EL
PAGE 11	ES
PAGE 12	FI
PAGE 13	FR
PAGE 14	HR
PAGE 15	HU
PAGE 16	IT
PAGE 17	KO
PAGE 18	NL
PAGE 19	PL
PAGE 20	PT
PAGE 21	RO
PAGE 22	SK
PAGE 23	SL
PAGE 24	SV

Indications for use

The device is indicated for use when a ring is stuck on a finger (ring entrapment), and removal is desired. The device, along with correct ring removal techniques, will often enable the removal of stuck rings.

Before use, watch tutorial:
www.ringrescue.com/tutorial

Background

Ring Rescue uses air pressure to temporarily compress a swollen finger, allowing for the removal of an entrapped finger ring. Ring removal techniques are then needed to remove the ring.

Intended patient population

Individuals 8 years and older.

Contraindications for use

Do not use in cases of severe finger injury.

Caution

Do not exceed 15 minutes of total compression time. Seek qualified medical advice in cases where finger bone fracture, nerve/vascular injury, skin laceration or damage, or injured ligaments and tendons are suspected.

Intended operators

Individuals that are reasonably expected to perform ring removal as part of their job.

Instructions for use

See the graphical step-by-step card that came with your device. We also see increased success with those who watch our instructional video at www.ringrescue.com/tutorial.

Cleaning & care instructions

Before and after each use, clean device and its components with 70% alcohol or 0.5% accelerated hydrogen peroxide wipes. Do not use any other cleaning substances or chemicals. Do not submerge any components in liquid. Keep device out of direct sunlight or ultraviolet light.

It is recommended a medical glove be applied over the affected hand during device use to preserve cleanliness.

Warranty

Two Year Limited Warranty

When operated and maintained according to all instructions supplied, if Ring Rescue fails due to a defect in material or workmanship within two years from the date of original retail purchase, the product will be repaired or replaced at the option of Ring Rescue Inc. for no additional charge. This warranty does not cover unsuccessful ring removal attempts. For full details see www.ringrescue.com/warranty.

دواعي الاستخدام

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عندما تعلق الخواتم بالأصابع (احتباس الخواتم)، وعند الرغبة في إزالتها. غالباً ما يتيح هذا الجهاز، بالإضافة إلى تقنيات إزالة الخواتم الصحيحة، القدرة على إزالة الخواتم العالقة

قبل استخدام الجهاز، شاهد هذا المقطع التعليمي:

www.ringrescue.com/tutorial

تعليمات الاستخدام

ارجع إلى بطاقة الرسومات التي توضح التعليمات خطوة بخطوة والمرفقة مع الجهاز.

كما شهدنا كذلك تزايد احتماليات النجاح مع مشاهدة مقطع الفيديو التعليمي الذي نتيجته على الموقع

www.ringrescue.com/tutorial

تعليمات التنظيف والرعاية

قبل وبعد كل استخدام، قم بتنظيف الجهاز ومكوناته باستخدام كحول بتركيز 70٪ أو مناديل بيروكسيد الهيدروجين السريعة بتركيز 0.5٪. لا تستخدم أي مواد تنظيف أو مواد كيميائية أخرى. لا تقم بغمس أي مكونات في السائل. ابعدها عن ضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية.

يوصى بارتداء قفاز طبي على اليد المصابة أثناء استخدام الجهاز للحفاظ على النظافة.

الضمان

ضمان محدود لمدة عامين.

عند تشغيل الجهاز Ring Rescue وصيانته وفقاً لجميع التعليمات المتاحة، إذا فشل الجهاز في العمل بسبب عيب في المواد أو الصناعة في غضون عامين من تاريخ الشراء الأصلي بالتجزئة، فسيتم إصلاح المنتج أو استبداله وفقاً لاختيار شركة Ring Rescue Inc. بدون رسوم إضافية. لا يغطي هذا الضمان محاولات إزالة الخواتم الفاشلة. للحصول على التفاصيل الكاملة، ارجع إلى الموقع

www.ringrescue.com/warranty

موانع الاستخدام

لا تستخدم هذا الجهاز في حالة تعرض الإصبع لإصابة شديدة

تنبيه

يجب ألا يتجاوز وقت الضغط الإجمالي ١٥ دقيقة. اطلب المشورة الطبية المؤهلة في الحالات التي يكون من المشتبها فيها تعرض الإصبع للكسر أو تعرض الأعصاب / الأوعية للإصابة أو تمزق الجلد أو تلفه أو إصابة الأربطة والأوتار.

المشغولون المستهدفون

الأفراد المتوقع بشكل معقول قدرتهم على تنفيذ عمليات إزالة الخواتم كجزء من مهامهم الوظيفية.

Показания за употреба

Устройството е предназначено за изваждане пръстен, заклещен на пръст (заклещен пръстен), който желаете да свалите. Устройството, заедно с правилната техника на сваляне, често помага за изваждане на заклещени пръстени.

Преди употреба гледайте видео инструкциите:

www.ringrescue.com/tutorial

Данни за устройството

Ring Rescue използва въздушно налягане за временна компресия на подут пръст, позволявайки свалянето на заклещен пръстен. След това е необходимо да се приложат техники за сваляне на пръстена.

Целеви пациенти

Лица на възраст над 8 години.

Противопоказания за употреба

Да не се използва в случай на тежко нараняване на пръста.

Внимание

Да не се надвишава общо време на компресия от 15 минути. Потърсете съвет от квалифициран медицински специалист в случай, че има подозрение за фрактура на костите на пръста, увредени нерви/съдове, разкъсване или увреждане на кожата или увредени връзки и сухожилия.

Предвидени оператори

Лица, от които се очаква да извършват сваляне на пръстени като част от своята работа.

Инструкции за употреба

Вижте графичната карта с постъпкови инструкции, доставена с устройството. Освен това се наблюдава повишен успех при хора, които са гледали нашите видео инструкции на адрес: www.ringrescue.com/tutorial.

Инструкции за почистване и грижи

Преди и след употреба почистете устройството и неговите компоненти със 70% спирт или кърпички с 0,5% стабилизирани водороден пероксид. Не използвайте никакви други почистващи вещества или химикали. Не потапяйте никои от компонентите в течност. Не излагайте устройството на пряка слънчева или ултравиолетова светлина.

Препоръчва се на засегнатата ръка да се постави медицинска ръкавица по време на използване на устройството, за да се поддържа чистота.

Гаранция

Двегодишна ограничена гаранция

При работа и поддръжка в съответствие с всички предоставени инструкции, ако Ring Rescue прояви неизправност поради дефект в материалите или изработката в рамките на две години от датата на първоначалната покупка на дребно, продуктът ще бъде ремонтиран или заменен по усмотрение на Ring Rescue Inc. без допълнително заплащане. Настоящата гаранция не обхваща неуспешни опити за сваляне на пръстени. За пълни подробности вижте www.ringrescue.com/warranty.

Indikace k použití

Toto zařízení je určeno k použití v případech, kdy je třeba z prstu stáhnout těsný (zaseknutý) prsten. Při použití správné techniky toto zařízení často umožní stažení těsného prstenu z prstu.

Před použitím zhlédněte instruktážní video: www.ringrescue.com/tutorial

Základní informace

Ring Rescue využívá tlaku vzduchu ke krátkodobému stlačení oteklého prstu, díky čemuž je možno z prstu stáhnout zaseknutý prsten. Ke stažení prstenu je pak nutno použít vhodnou techniku stahování prstenu.

Zamýšlená populace pacientů

Osoby starší 8 let.

Kontraindikace

Nepoužívejte v případě vážné poranění prstu.

Pozor

Celková doba stlačení prstu nesmí přesáhnout 15 minut. V případě podezření na zlomeninu prstu, poškození nervů nebo cév, laceraci nebo poškození kůže nebo poranění vazů či šlach vyhledejte lékařskou pomoc.

Zamýšlení uživatelé

Osoby, u nichž lze rozumně předpokládat, že budou provádět stažení těsného prstenu v rámci výkonu svého povolání.

Návod k použití

Viz kartu s grafickým znázorněním postupu v jednotlivých krocích dodávanou společně se zařízením. Dle našich zkušeností dosahují vyšší úspěšnosti osoby, které zhlédly naše instruktážní video na stránkách www.ringrescue.com/tutorial.

Pokyny pro čištění a údržbu

Před každým použitím a po každém použití zařízení i všechny jeho součásti vyčistěte 70% alkoholem nebo čistícími ubrousky s 0,5% peroxidem vodíku se zrychleným účinkem. Nepoužívejte žádné jiné čistící přípravky nebo chemikálie. Žádné součásti zařízení neponořujte do kapaliny. Skladujte mimo dosah přímého slunečního světla nebo ultrafialového záření.

Při použití zařízení se doporučuje z hygienických důvodů na ošetřovanou ruku navléknout chirurgickou rukavici.

Záruka

Dvouletá omezená záruka

Pokud dojde k selhání zařízení Ring Rescue v důsledku vady materiálu nebo zpracování během dvou let od data původního nákupu v maloobchodě, bude výrobek, za předpokladu, že byl používán a udržován v souladu s veškerými vydanými pokyny, bezplatně opraven nebo vyměněn dle rozhodnutí společnosti Ring Rescue Inc. Tato záruka se nevztahuje na neúspěšné pokusy o sejmutí prstenu. Podrobnosti naleznete na stránkách www.ringrescue.com/warranty.

Indikationer for brug

Udstyret er indikeret til brug, når en ring sidder fast på en finger (ringimmobilisering), og denne ønskes fjernet. Udstyret og de korrekte teknikker til fjernelse af ringe gør det muligt at fjerne ringe, som sidder fastklemt på fingre.

Se instruktionsvideoen før brug:
www.ringrescue.com/tutorial

Baggrund

Ring Rescue bruger lufttryk til midlertidigt at yde kompression til en hævet finger, hvilket muliggør fjernelse af en fingerring, som sidder fast. Derefter skal der bruges teknikker til fjernelse af ringe for at fjerne ringen.

Tilsigtet patientpopulation

Personer fra 8 år og op.

Kontraindikationer for brug

Må ikke anvendes ved svære fingerskader.

Forsigtig

Overskrid ikke 15 minutters total kompressionstid. Søg lægehjælp i tilfælde af mistanke om fingerbrud, nerve/vaskulær skade, rifter eller skade på huden eller skader på ledbånd og sener.

Tilsigtede brugere

Personer, der kan forventes at skulle fjerne ringe som en del af deres job.

Brugsanvisning

Se det grafiske trin-for-trin-kort, der fulgte med udstyret. Folk der ser vores instruktionsvideo har oftest bedre succes med at fjerne ringe. Find den på www.ringrescue.com/tutorial.

Rengørings- og plejeanvisninger

Udstyret skal rengøres før og efter hvert brug og dets komponenter skal rengøres med 70% alkohol eller 0,5% AHP-servietter. Brug ikke andre rengøringsmidler eller kemikalier. Nedsænk ikke komponenterne i væske. Hold udstyret væk fra direkte sollys eller ultraviolet lys.

Det anbefales at bære en medicinsk handske på den berørte hånd når udstyret bruges for at sikre renlighed.

Garanti

To års begrænset garanti

Hvis Ring Rescue inden for to år efter det oprindelige køb ikke skulle fungere efter hensigten på grund af fejl i materialet eller udførelsen, og hvis brugen og vedligeholdelsen af udstyret er opfyldt i henhold til alle angivne anvisninger, vil produktet blive repareret eller udskiftet af Ring Rescue Inc. uden ekstra omkostninger. Denne garanti dækker ikke mislykkede forsøg på fjernelse af ringe. For flere oplysninger se www.ringrescue.com/warranty.

Indikationen zur Anwendung

Das Gerät ist für die Anwendung indiziert, wenn ein Ring an einem Finger klemmt (Ringeinklemmung) und entfernt werden soll. Das Gerät ermöglicht die richtigen technischen Verfahren zur Entfernung klemmender Ringe.

Sehen Sie sich vor dem Gebrauch die Anleitung an:
www.ringrescue.com/tutorial

Hintergrund

Ring Rescue verwendet Luftdruck, um einen geschwollenen Finger vorübergehend zu komprimieren, sodass ein eingeklemmter Fingerring entfernt werden kann. Anschließend sind technische Verfahren zur Ringentfernung erforderlich.

Vorgesehene Patientengruppe

Personen ab 8 Jahren.

Gegenanzeigen zur Anwendung

Nicht bei schweren Fingerverletzungen anwenden.

Vorsicht

Überschreiten Sie nicht die Gesamtkomprimierungszeit von 15 Minuten. Suchen Sie qualifizierten ärztlichen Rat in Fällen, in denen ein Fingerknochenbruch, eine Nerven-/Gefäßverletzung, ein Hautriss oder -schaden oder eine Verletzung von Bändern und Sehnen vermutet wird.

Vorgesehene Anwender

Personen, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie die

Ringentfernung als Teil ihrer Arbeit durchführen.

Gebrauchsanweisung

Sehen Sie sich die grafische Schritt-für-Schritt-Karte an, die mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Wir sehen auch zunehmenden Erfolg bei Personen, die sich unser Lehrvideo unter www.ringrescue.com/tutorial.

Reinigungs- und Pflegeanweisungen

Reinigen Sie das Gerät und seine Komponenten vor und nach jedem Gebrauch mit 70 % Alkohol oder Tüchern mit 0,5 % beschleunigtem Wasserstoffperoxid. Verwenden Sie keine anderen Reinigungssubstanzen oder Chemikalien. Tauchen Sie keine Komponenten in Flüssigkeit ein. Gerät vor direktem Sonnenlicht oder ultraviolettem Licht schützen.

Es wird aus Gründen der Reinlichkeit empfohlen, während der Anwendung des Geräts einen medizinischen Handschuh über die betroffene Hand zu ziehen.

Garantie

Zwei Jahre eingeschränkte Garantie
Wenn Ring Rescue gemäß allen mitgelieferten Anweisungen betrieben und gewartet wird, wird das Produkt, falls es innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers ausfällt, nach Wahl von Ring Rescue Inc. repariert oder ersetzt. Dabei fallen keine Kosten an. Diese Garantie gilt nicht für erfolglose Ringentfernungsversuche. Ausführliche Informationen finden Sie unter www.ringrescue.com/warranty.

Ενδείξεις χρήσης

Η συσκευή ενδείκνυται για χρήση σε περιπτώσεις όπου έχει κολλήσει το δαχτυλίδι στο δάχτυλο (σφήνωση δαχτυλιδιού) και χρειάζεται αφαίρεση. Η χρήση της συσκευής, σε συνδυασμό με τις σωστές τεχνικές, διευκολύνει στις περισσότερες περιπτώσεις την αφαίρεση των κολλημένων δαχτυλιδιών.

Πριν από τη χρήση, παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

www.ringrescue.com/tutorial

Πώς λειτουργεί η συσκευή

Η συσκευή Ring Rescue χρησιμοποιεί αέρα υπό πίεση για να συμπιέσει προσωρινά το πρησμένο δάχτυλο επιτρέποντας έτσι την αφαίρεση του κολλημένου δαχτυλιδιού. Στη συνέχεια, πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές αφαίρεσης δαχτυλιδιού για την αφαίρεσή του.

Πληθυσμός στον οποίο απευθύνεται

Άτομα 8 ετών και άνω.

Αντενδείξεις

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού του δαχτύλου.

Προσοχή

Μην υπερβαίνετε τον συνολικό χρόνο συμπίεσης (μέγιστος χρόνος: 15 λεπτά). Αναζητήστε ιατρική συμβουλή σε περίπτωση κατάγματος του δαχτύλου, τραυματισμού του νεύρου ή των αγγείων, δερματικής ρήξης ή βλάβης ή όταν υπάρχει υποψία για τραυματισμό των συνδέσμων και των τενόντων.

Χειριστές στους οποίους απευθύνεται

Άτομα με επαγγελματικές γνώσεις που μπορούν να εκτελέσουν το έργο της αφαίρεσης του δαχτυλιδιού.

Οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στην αναλυτική, σχηματική κάρτα που συνόδευε τη συσκευή. Παρατηρούμε ότι όσοι παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό μας βίντεο στο www.ringrescue.com/tutorial είχαν αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.

Οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας

Πριν και μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της με οινόπνευμα 70 βαθμών ή με μαντηλάκια εμποτισμένα με επιταχυμένο υπεροξειδίο του υδρογόνου 0,5%. Μην χρησιμοποιείτε άλλες καθαριστικές ουσίες ή χημικά. Μην βυθίζετε τα εξαρτήματα σε υγρά. Προστατέψτε τη συσκευή από το άμεσο ηλιακό φως ή την υπεριώδη ακτινοβολία.

Για λόγους καθαριότητας της συσκευής, συνιστάται η χρήση ιατρικού γαντιού στο τραυματισμένο χέρι για όσο χρησιμοποιείται η συσκευή.

Εγγύηση

Περιορισμένη εγγύηση δύο ετών

Εφόσον η λειτουργία και η συντήρηση της συσκευής γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες, εάν το Ring Rescue πάθει βλάβη λόγω ελαττώματος στα υλικά ή στην εργασία εντός δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς του, το προϊόν θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται κατά την κρίση της Ring Rescue Inc. χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τις αποτυχημένες προσπάθειες αφαίρεσης του δαχτυλιδιού. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ringrescue.com/warranty.

Instrucciones de uso

El dispositivo está indicado para cuando un anillo esté atascado en un dedo (atrapamiento de anillo) y se quiera extraerlo. El dispositivo permitirá retirar anillos atascados, junto con la técnica correcta para su retirada.

Mire el siguiente tutorial antes de utilizarlo: www.ringrescue.com/tutorial

Indicaciones

Ring Rescue utiliza presión de aire para comprimir temporalmente la hinchazón del dedo y así permitir la retirada del anillo atascado. A continuación, se necesitarán técnicas de extracción para retirar el anillo.

Pacientes a los que va destinado

Personas de como mínimo 8 años.

Contraindicaciones de uso

No lo utilice en casos de lesiones graves en los dedos.

Atención

No supere 15 minutos de tiempo total de compresión. Solicite asesoramiento médico cualificado en caso de que exista sospecha de que haya una fractura en el hueso del dedo, lesiones nerviosas o vasculares, daños o laceraciones cutáneas o lesiones en los ligamentos o tendones.

Usuarios previstos

Personas que puedan extraer un anillo como parte de su trabajo.

Instrucciones de uso

Vea la ficha con gráficos paso a paso que incluye el dispositivo. También hemos detectado que funciona mejor entre las personas que ven el siguiente video con instrucciones www.ringrescue.com/tutorial.

Instrucciones de limpieza y cuidado

Limpie el dispositivo y las piezas con alcohol de 70 % o con toallitas desinfectantes con peróxido de hidrógeno acelerado al 0,5 %, antes y después de cada uso. No utilice ningún otro producto químico o de limpieza. No sumerja ninguna de las piezas en líquido. Mantega el dispositivo alejado de la luz solar directa o luz ultravioleta.

Cuando se use el dispositivo, se recomienda utilizar guantes médicos sobre la mano afectada, para mantener la higiene.

Garantía

Garantía limitada por dos años

En caso de utilizarse y conservarse de acuerdo con las indicaciones proporcionadas, si Ring Rescue falla debido a un defecto en el material o calidad en un plazo de dos años a partir de la fecha original de compra, el producto será reparado o reemplazado, a elección de Ring Rescue Inc. sin coste adicional. La garantía no cubre intentos fallidos de extracción de anillos. Para obtener más información, consulte www.ringrescue.com/warranty.

Käyttöaiheet

Laitte on tarkoitettu käytettäväksi, kun sormus on jumissa sormessa (sormuksen juuttuminen) ja se halutaan irrottaa. Tämän laitteen ja oikeiden sormuksen irrotustekniikoiden ansiosta jumiin jääneet sormukset saa usein irrotettua.

Katso ohjevideo ennen käyttöä:
www.ringrescue.com/tutorial

Taustaa

Ring Rescue puristaa turvonnutta sormeä ilmanpaineen avulla väliaikaisesti niin, että juuttuneen sormuksen saa irrotettua. Sormuksen irrotustekniikoita on sitten käytettävä sormuksen irrottamiseksi.

Suunniteltu potilasryhmä

Vähintään 8-vuotiaat henkilöt.

Vasta-aiheet

Ei saa käyttää, jos sormessa on vakava vamma.

Huomio

15 minuutin kokonaispuristusaikaa ei saa ylittää. Pyydä ammattitaitoisia lääketieteellisiä neuvoja, jos epäillään sormiluun murtumaa, hermo-/verisuonivauriota, ihohaavaa tai -vammaa taikka nivelside- tai jännevammaa.

Suunnitellut käyttäjät

Henkilöt, joiden voidaan kohtuudella olettaa irrottavan sormuksia osana työtään.

Käyttöohjeet

Katso laitteen mukana toimitettua vaiheittaista kuvakorttia. Kannattaa katsoa myös ohjevideomme osoitteesta www.ringrescue.com/tutorial.

Puhdistus- ja hoito-ohjeet

Puhdista laite ja sen osat ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen 70 %:n alkoholilla tai 0,5 %:n Accelerated Hydrogen Peroxide -pyyhkeillä. Älä käytä mitään muita puhdistusaineita tai kemikaaleja. Älä upota mitään osia nesteeseen. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta tai ultraviolettisäteilystä.

Laitteen käytön aikana on suositeltavaa pitää lääketieteelliseen käyttöön soveltuvaa kertakäyttökäsintä kyseessä olevassa kädessä puhtauden varmistamiseksi.

Takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Jos Ring Rescue -laitetta käytetään ja ylläpidetään kaikkien mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti ja se menee epäkuuntoon materiaali- tai valmistusvian vuoksi kahden vuoden sisällä alkuperäisestä vähittäismyynnin ostopäivästä, Ring Rescue Inc. korjaa tai vaihtaa tuotteen valintansa mukaan ilman lisämaksua. Tämä takuu ei kata epäonnistuneita sormuksen irrotusyrityksiä. Katso täydelliset tiedot osoitteesta www.ringrescue.com/warranty.

Consignes d'utilisation

Le dispositif est utilisé lorsqu'une bague est bloquée sur un doigt (bague coincée) et que l'on souhaite la retirer. Le dispositif, associé à des techniques correctes de retrait de bagues, permet souvent de retirer les bagues coincées.

Avant de l'utiliser, regardez le tutoriel suivant : www.ringrescue.com/tutorial

Généralités

Ring Rescue utilise la pression de l'air pour comprimer temporairement un doigt enflé, ce qui permet de retirer une bague coincée. Des techniques de retrait de bagues sont alors nécessaires pour retirer la bague.

Population cible

Personnes âgées de 8 ans et plus.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas de blessure grave aux doigts.

Mise en garde

Ne pas dépasser 15 minutes de temps de compression total. Demandez conseil aux praticiens qualifiés en cas de suspicion de fracture de l'os du doigt, de lésion nerveuse/vasculaire, de laceration ou de lésion de la peau, ou de ligaments et tendons blessés.

Opérateurs qualifiés

Les personnes pouvant raisonnablement effectuer le retrait des bagues dans le cadre de leur travail.

Consignes d'utilisation

Consultez la carte graphique détaillée fournie avec votre dispositif. Nous constatons également une meilleure réussite chez les personnes qui regardent notre tutoriel à l'adresse www.ringrescue.com/tutorial.

Consignes de nettoyage et d'entretien

Avant et après chaque utilisation, nettoyez le dispositif et ses composants avec de l'alcool à 70 % ou des chiffons de peroxyde d'hydrogène accéléré à 0,5 %. N'utilisez pas d'autres substances ou produits chimiques de nettoyage. Ne trempez aucun composant dans un liquide. Gardez le dispositif à l'abri de la lumière directe du soleil ou des ultraviolets.

Il est recommandé de porter un gant médical sur la main affectée pendant l'utilisation du dispositif afin de préserver la propreté.

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Lorsque Ring Rescue est utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies et s'il cesse de fonctionner en raison d'un défaut matériel ou de fabrication dans les deux ans suivant la date de l'achat au détail initiale, il sera réparé ou remplacé au choix de Ring Rescue Inc. sans frais supplémentaires. Cette garantie ne couvre pas les tentatives infructueuses de retrait de bagues. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.ringrescue.com/warranty.

Indikacije za uporabu

Uređaj je indiciran za uporabu kada se prsten zaglavi na prstu (zaglavljen prsten) i želi ga se ukloniti. Uz korištenje ispravne tehnike uklanjanja prstenja, uređaj će često omogućiti uklanjanje zaglavljenog prstenja.

Prije uporabe, pogledajte video vodič:
www.ringrescue.com/tutorial

Pozadina

Ring Rescue koristi tlak zraka da privremeno stisne natečeni prst, omogućujući uklanjanje zaglavljenog prstena. Zatim su potrebne tehnike uklanjanja prstena da bi se uklonio prsten.

Namijenjena populacija bolesnika

Osobe dobi od 8 godina i starije.

Kontraindikacije za uporabu

Ne koristiti u slučajevima ozbiljnih ozljeda prsta.

Oprez

Ne prekoračiti 15 minuta ukupnog trajanja kompresije. U slučajevima kada se sumnja na prijelom kosti prsta, ozljede živca/krvožilnog sustava, razdiranje ili oštećenje kože ili oštećenje ligamenata i tetive zatražite kvalificirani liječnički savjet.

Predviđeni rukovatelji

Pojedinci za koje se opravdano očekuje da uklone prsten u okviru svog posla.

Upute za korištenje

Pogledajte karticu s uputama korak po korak, koju ste dobili s vašim uređajem. Ustanovili smo također da su uspješniji oni koji pogledaju naš video vodič www.ringrescue.com/tutorial.

Upute za čišćenje i njegu

Prije i nakon svake uporabe, uređaj i njegove dijelove očistite 70 %-tnim alkoholom ili maramicama s 0,5 %-tnim ubrzanim vodikovim peroksidom. Ne koristite nikakve druge tvari za čišćenje ili kemikalije. Ne uranjajte nijedan dio uređaja u tekućinu. Uređaj ne čuvajte pod izravnim sunčevom svjetlom ili pod ultraljubičastom svjetlošću.

Radi očuvanja čistoće, preporuča se tijekom uporabe uređaja nošenje medicinske rukavice na zahvaćenoj ruci.

Jamstvo

Dvogodišnje ograničeno jamstvo

Ako Ring Rescue ostane pokvaren zbog greške u materijalu ili izradi u roku od dvije godine od datuma kupnje u maloprodaji, a njime se upravljalo i održavalo ga se u skladu sa svim priloženim uputama, proizvod će biti besplatno popravljen ili zamijenjen, po izboru tvrtke Ring Rescue Inc. Ovo jamstvo ne pokriva neuspješne pokušaje uklanjanja prstena. Za sve pojedinosti pogledajte www.ringrescue.com/warranty.

Használati útmutató

Az eszköz az ujjra szorult gyűrű eltávolítására használható (beszorult gyűrű). Az eszközzel a megfelelő eltávolítási technikák alkalmazásával az ujjra szorult gyűrű könnyebben eltávolítható.

Használat előtt tekintse meg az oktatóvideót:
www.ringrescue.com/tutorial

Működési elv

A Ring Rescue légnyomást használ a megdagadt ujj átmeneti összenyomására, ami lehetővé teszi a beszorult gyűrű eltávolítását. Ezt követően a gyűrű eltávolítási technikákkal eltávolítható a gyűrű.

Célközönség

8 év feletti személyek.

Ellenjavallatok

Ne használja súlyos ujj sérülés esetén.

Vigyázat

Ne haladja meg a 15 perc teljes kompressziós időt. Kérje ki orvosa tanácsát, ha gyanítható az ujjcsont törése, idegek/vérerek sérülése, bőr felhorzsolódás vagy sérülés, sérült ízületek vagy ujjpercek.

Az eszköz használói

Olyan személyek, akiktől általában elvárható, hogy munkájuk részeként gyűrű eltávolítást végezzenek.

Használati útmutató

Tekintse meg az eszközhöz csomagolt, képekkel ellátott lépésenkénti útmutatót. Sikeresebb eltávolítási műveleteket láthattunk azoknál, akik megtekintették az www.ringrescue.com/tutorial oldalon található oktatóvideót.

Tisztítási és ápolási utasítások

Minden használat előtt és után tisztítsa meg az eszközt és alkatrészeit 70%-os alkohol, vagy 0,5%-os hidrogén-peroxidos oldatba áztatott kendővel. Ne használjon más tisztítószeret vagy vegyi anyagot. Ne merítse az alkatrészeket folyadékba. Tartsa az eszközt közvetlen napfénytől és ultraviola sugárzástól távol.

A tisztaság érdekében az eszköz használatakor az érintett kézen ajánlott orvosi kesztyűt alkalmazni.

Jótállás

A termékre két év korlátozott jótállás vonatkozik

Ha a megadott utasításoknak megfelelően használják, és a Ring Rescue eszköz anyagbeli vagy kivitelezési hibák miatt az eredeti vásárlás dátumától számított két éven belül meghibásodik, a terméket megjavítjuk vagy a Ring Rescue Inc. költségén, további költségek nélkül, ingyenesen kicseréljük. Jelen jótállás nem vonatkozik a sikertelen gyűrű eltávolítási kísérletekre. A teljes leírást lásd a www.ringrescue.com/warranty oldalon.

Indicazioni per l'uso

L'uso del dispositivo è indicato quando un anello è bloccato su un dito (intrappolamento dell'anello) e se ne desidera la rimozione. Il dispositivo, insieme alle corrette tecniche di rimozione degli anelli, consente spesso la rimozione degli anelli incastrati.

Prima dell'uso, guardare il tutorial:
www.ringrescue.com/tutorial

Panoramica

Ring Rescue utilizza la pressione dell'aria per comprimere temporaneamente un dito gonfio, consentendo la rimozione di un anello incastrato. È quindi necessario eseguire opportune tecniche di rimozione per sfilare l'anello.

Popolazione di pazienti prevista

Soggetti dagli 8 anni in su.

Controindicazioni per l'uso

Non utilizzare in caso di gravi lesioni alle dita.

Attenzione

Non superare i 15 minuti di tempo totale di compressione. Consultare un medico qualificato nei casi in cui si sospetti una frattura dell'osso del dito, una lesione nervosa/vascolare, una lacerazione o una lesione della pelle o dei legamenti e tendini lesionati.

Operatori designati

Soggetti che siano ragionevolmente in grado di eseguire la rimozione dell'anello nella routine di lavoro.

Istruzioni per l'uso

Si rimanda alla scheda grafica dettagliata fornita con il dispositivo. Abbiamo notato che coloro i quali hanno guardato il nostro video didattico al link www.ringrescue.com/tutorial sono riusciti a ottenere la buona riuscita dell'operazione.

Istruzioni per la pulizia e la cura

Prima e dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo e i suoi componenti con alcool al 70% o con salviette a base di perossido di idrogeno accelerato allo 0,5%. Non utilizzare altre sostanze o prodotti chimici per la pulizia. Non immergere i componenti in nessun liquido. Tenere il dispositivo lontano dalla luce diretta del sole o dai raggi ultravioletti.

Durante l'uso del dispositivo si raccomanda di applicare un guanto medico sulla mano interessata per preservarne l'igiene.

Garanzia

Garanzia limitata di due anni

Quando viene utilizzato e sottoposto a manutenzione secondo tutte le istruzioni fornite, nel caso in cui Ring Rescue si guasti a causa di un difetto di materiale o di lavorazione, entro due anni dalla data di acquisto originale al dettaglio, il prodotto verrà riparato o sostituito a discrezione di Ring Rescue Inc. senza alcun costo aggiuntivo. Questa garanzia non copre i tentativi di rimozione dell'anello non riusciti. Per i dettagli completi consultare il sito www.ringrescue.com/warranty.

사용 표시

이 장치는 링이 손가락에 끼었을 때(링 압착) 사용해야 하며 제거하는 편이 바람직합니다. 이 장치는 올바른 링 제거 기술로 종종 손가락에 끼인 링을 제거할 수 있습니다.

사용 전, 튜토리얼을 먼저 보십시오:
www.ringrescue.com/tutorial

배경

Ring Rescue는 부어오른 손가락을 일시적으로 압축하는 공기압을 사용하여 손가락에 끼인 링을 제거합니다. 링 제거 기술은 링을 제거하는 데 필요합니다.

의도된 환자 집단

8세 이상 개인

사용 금지

손가락 부상이 심한 경우에는 사용하지 마십시오.

주의

총 압축 시간 15분을 넘기지 마십시오. 손가락뼈 골절, 신경/혈관 손상, 피부 열상 또는 손상 또는 인대 및 힘줄 손상이 의심될 경우, 자격을 갖춘 의사에게 진료를 받으십시오.

의도된 작업자

업무의 일환으로 링 제거를 수행할 수 있을 것으로 예상되는 개인.

사용 지침

본 장치와 함께 제공된 단계별 그림 안내서를 참조하십시오.

www.ringrescue.com/tutorial 에서 교육용 비디오를 시청하신 분의 링 제거 성공률이 높았습니다.

청소 및 관리 지침

사용 전후, 알코올 70% 또는 과산화수소 0.5%를 적신 부직포로 장치 및 부품을 닦아 주십시오. 기타 세제 또는 화학물을 사용하지 마십시오. 액체에 담그지 마십시오. 장치를 직사광선이나 자외선에 노출되지 않도록 하십시오.

청결을 위해 장치를 사용할 때는 의료용 장갑을 끼고 손의 환부를 다루는 것이 좋습니다.

보증

2년 제한 보증

본 제품은 제공된 모든 지침에 따라 조작 및 관리했는데도 소매업체에서 첫 구매일로부터 2년 이내에 재료 또는 제조 기술의 결함으로 Ring Rescue가 제대로 작동하지 않을 경우 Ring Rescue Inc.의 결정에 따라 수리 또는 교체해 드립니다. 이에 대해 어떤 추가 요금도 발생하지 않습니다. 이 보증은 링 제거에 실패할 경우에는 해당되지 않습니다. 자세한 내용은 www.ringrescue.com/warranty 를 참조하십시오.

Indicaties voor gebruik

Het apparaat is bedoeld voor gebruik wanneer er een ring aan een vinger vastzit (ringbeknelling) en verwijdering gewenst is. Het apparaat maakt, samen met de juiste ringverwijderingstechnieken, vaak het verwijderen van vastzittende ringen mogelijk.

Kijk voor gebruik naar de instructie:
www.ringrescue.com/tutorial

Achtergrond

Ring Rescue gebruikt luchtdruk om een gezwollen vinger tijdelijk samen te drukken, waardoor een beknelde vingerring kan worden verwijderd. Er zijn dan ringverwijderingstechnieken nodig om de ring te verwijderen.

Beoogde patiëntenpopulatie

Personen van 8 jaar en ouder.

Contra-indicaties voor gebruik

Niet gebruiken bij ernstig vingerletsel.

Voorzichtig

De totale samendrukkingstijd mag niet meer dan 15 minuten bedragen. Vraag deskundig medisch advies in gevallen waarin het vermoeden bestaat dat er sprake is van een breuk in het vingerbeen, zenuw/vasculair letsel, een scheur of beschadiging van de huid, of van gewonde ligamenten en pezen.

Bedoelde gebruikers

Personen van wie redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze de ringverwijdering als onderdeel van hun werk uitvoeren.

Gebruiksaanwijzing

Bekijk de grafische stap-voor-stap kaart die bij uw apparaat is geleverd. We zien ook meer succes bij degenen die onze instructievideo op www.ringrescue.com/tutorial bekijken.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Reinig het apparaat en de onderdelen ervan voor en na elk gebruik met 70% alcohol of 0,5% versnelde waterstofperoxidedoekjes. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen of chemicaliën. Dompel geen componenten onder in vloeistof. Houd het apparaat uit direct zonlicht of ultraviolet licht.

Het wordt aanbevolen om tijdens het gebruik van het apparaat een medische handschoen over de aangedane hand aan te brengen om de reinheid te bewaren.

Garantie

Twee jaar beperkte garantie

Wanneer Ring Rescue volgens alle meegeleverde instructies wordt bediend en onderhouden, zal Ring Rescue bij geen succes door een materiaal- of fabricagefout binnen twee jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop in de winkel, worden gerepareerd of vervangen, naar keuze van Ring Rescue Inc. zonder extra kosten. Deze garantie dekt de volgende omstandigheden niet. Voor alle details zie www.ringrescue.com/warranty.

Wytyczne dotyczące stosowania

Urządzenie powinno być używane w przypadku, gdy na palcu utknął pierścionek/ obrączka i konieczne jest jego/jej zdjęcie. W połączeniu z odpowiednimi technikami zdejmowania urządzenie umożliwiła zdejmowanie zakleszczonych pierścionków/ obrączek.

Przed użyciem należy zobaczyć prezentację: www.ringrescue.com/tutorial

Informacje wstępne

Urządzenie Ring Rescue wykorzystuje ciśnienie powietrza do tymczasowego ściśnięcia opuchniętego palca, tak aby umożliwić zdjęcie zakleszczonej obrączki lub zakleszczonego pierścionka. Do zdjęcia obrączki/pierścionka należy zastosować odpowiednie techniki zdejmowania.

Docelowa populacja pacjentów

Osoby w wieku co najmniej 8 lat.

Przeciwwskazania do stosowania

Nie stosować w przypadku poważnych urazów palców.

Przeestroga

Nie przekraczać 15 minut całkowitego czasu ściśnięcia. W przypadku podejrzenia złamania palca, urazu nerwu/naczyniowego, zranienia lub uszkodzenia skóry albo zranienia więzadeł bądź ścięgien należy zasięgnąć fachowej porady lekarskiej.

Docelowi operatorzy urządzenia

Osoby, od których można rozsądnie oczekiwać, że zdejmowanie obrączek/

pierścionków stanowi część ich obowiązków zawodowych.

Instrukcja obsługi

Należy zapoznać się z graficzną ilustracją procedury zdejmowania znajdującą się na karcie dołączonej do urządzenia. Wyższą skuteczność stwierdzamy w przypadku uprzedniego zapoznania się z filmem instruktażowym, który można znaleźć pod adresem www.ringrescue.com/tutorial.

Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji

Przed i po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie i jego części składowe chusteczkami zwilżonymi 70-procentowym alkoholem lub przyspieszonym nadtlakiem wodoru o stężeniu 0,5%. Nie stosować żadnych innych substancji czyszczących ani chemicznych. Nie zanurzać żadnych elementów w cieczy. Urządzenie należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego lub nadfioletowego.

W celu zachowania czystości podczas użytkowania urządzenia zalecamy nałożenie na dłoń rękawicy medycznej.

Gwarancja

Dwuletnia gwarancja ograniczona

W przypadku awarii urządzenia Ring Rescue spowodowanej wadą materiałową lub wykonawczą w ciągu dwóch lat od daty pierwotnego zakupu detalicznego, pod warunkiem przestrzegania wszystkich dostarczonych instrukcji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony według uznania spółki Ring Rescue Inc. bez dodatkowych opłat. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieudanych prób zdjęcia obrączki/pierścionka. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem www.ringrescue.com/warranty.

Indicações de utilização

O dispositivo é indicado para remover um anel preso num dedo (anel entalado). O dispositivo, juntamente com as técnicas corretas de remoção de anéis, remove frequentemente anéis presos.

Antes de utilizar o dispositivo, assista o tutorial: www.ringrescue.com/tutorial

Informação geral

O Ring Rescue utiliza a pressão do ar para comprimir temporariamente um dedo inchado, permitindo a remoção de um anel preso. Para a remoção do anel utilize técnicas de remoção específicas.

Pacientes indicados

Pessoas a partir dos 8 anos de idade.

Contraindicações

Não utilizar em casos de lesões graves no dedo.

Atenção

Não exceder o tempo total de compressão de 15 minutos. Procure atendimento médico qualificado em casos de suspeita de fratura dos ossos dos dedos, lesão nervosa/vascular, laceração ou lesão cutânea ou ligamentos e tendões lesionados.

Utilizadores indicados

Pessoas que devem extrair um anel como parte do seu trabalho.

Instruções de utilização

Consulte o esquema gráfico passo a passo fornecido com o seu dispositivo. Verificamos também uma maior taxa de sucesso por parte de quem assiste o nosso vídeo instrutivo em www.ringrescue.com/tutorial.

Instruções de limpeza e conservação

Antes e depois de cada utilização, limpar o dispositivo e as peças com álcool de 70 % ou com toalhetes desinfetantes com peróxido de hidrogénio acelerado de 0,5 %. Não utilizar quaisquer outras substâncias de limpeza ou produtos químicos. Não submergir quaisquer componentes em líquidos. Manter o dispositivo fora da luz solar direta ou da luz ultravioleta.

Recomenda-se utilizar uma luva médica sobre a mão afetada durante a utilização do dispositivo para manter a limpeza.

Garantia

Garantia limitada de dois anos

Se o Ring Rescue falhar devido a um defeito material ou de fabrico no prazo de dois anos a partir da data da compra original a retalho, mesmo quando utilizado e conservado de acordo com todas as instruções fornecidas, o produto será reparado ou substituído por opção da Ring Rescue Inc. Sem custos adicionais. Esta garantia não cobre tentativas infrutíferas de remoção de anéis. Para mais informações, consulte www.ringrescue.com/warranty.

Indicații de utilizare

Dispozitivul este indicat pentru a fi utilizat în cazul blocării unui inel pe deget și se dorește îndepărtarea sa. Dispozitivul, împreună cu tehnicile corecte de îndepărtare a inelelor, vor ajuta în majoritatea cazurilor la îndepărtarea inelelor blocate.

Înainte de utilizare, vizionați tutorialul:
www.ringrescue.com/tutorial

Informații generale

Ring Rescue folosește presiunea aerului pentru a comprima temporar degetul umflat, permițând astfel îndepărtarea inelului blocat. După aceasta, sunt necesare tehnici de îndepărtare pentru a scoate inelul.

Pacienții vizați

Persoane cu vârsta de 8 ani și peste.

Contraindicații

Nu utilizați în cazul leziunilor grave ale degetului.

Atenție

Nu depășiți un timp total de compresie de 15 minute. Cereți asistență medicală calificată în cazul în care suspectați fracturi ale degetului, leziuni nervoase/vasculare, lezarea sau deteriorarea pielii sau rănirea ligamentelor și tendoanelor.

Utilizatorii vizați

Persoanele care sunt solicitate în mod rezonabil să efectueze îndepărtarea inelului ca parte a muncii lor.

Instrucțiuni de utilizare

Vedeți cardul cu graficul pas cu pas care însoțește dispozitivul. Vă puteți spori șansele de a reuși dacă vizionați videoclipul nostru de instruire la www.ringrescue.com/tutorial.

Instrucțiuni privind curățarea și îngrijirea

Înainte și după fiecare utilizare, curățați dispozitivul și componentele sale cu alcool de 70% sau șervețele cu peroxid de hidrogen accelerat de 0,5%. Nu utilizați alte substanțe de curățare sau chimicale. Nu scufundați componentele în lichid. Țineți dispozitivul ferit de radiația solară directă sau de radiația ultraviolet.

Pentru a menține curățenia, se recomandă ca în timpul utilizării dispozitivului să se aplice o mânășă medicală peste mâna afectată.

Garanție

Garanție limitată pe o perioadă de doi ani

Dacă este utilizat și întreținut conform tuturor instrucțiunilor furnizate, iar Ring Rescue nu funcționează din cauza unui defect de material sau de manoperă în termen de doi ani de la data inițială a achiziției cu amănuntul, produsul va fi reparat sau înlocuit la discreția Ring Rescue Inc, fără taxe suplimentare. Această garanție nu acoperă încercările nereușite de îndepărtare a inelelor. Pentru detalii complete, consultați www.ringrescue.com/warranty.

Indikácie na použitie

Táto pomôcka je určená na odstránenie uviaznutého prsteňa z prsta (uviaznutie prsteňa). Táto pomôcka spolu so správnymi technikami na odstránenie prsteňa často pomôže odstrániť uviaznutý prsteň z prsta.

Pred použitím si pozrite inštruktážne video: www.ringrescue.com/tutorial

Všeobecné informácie

Pomôcka Ring Rescue pracuje na princípe dočasnej kompresie opuchnutého prsta pôsobením tlaku, vďaka čomu umožňuje odstránenie prsteňa uviaznutého na prste. Následne je potrebné použiť techniky na odstránenie prsteňa z prsta.

Určená skupina pacientov

Osoby vo veku 8 rokov a viac.

Kontraindikácie

Nepoužívajte v prípade závažného poranenia prsta.

Upozornenie

Neprekračujte celkový čas kompresie 15 minút. Pri podozrení na zlomenie kosti prsta, nervové/cievne poškodenie, tržné rany či poškodenie kože alebo poranené väzy a šľachy vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Určení špecialisti

Osoby, u ktorých sa oprávnene očakáva, že odstraňovanie prsteňov z prsta je súčasťou ich práce.

Návod na použitie

Pozrite si vizuálny návod s podrobnými pokynmi, ktorý je priložený k pomôcke. Vyššiu úspešnosť pri odstraňovaní uviaznutého prsteňa z prsta sme zaznamenali u používateľov, ktorí si pozreli naše inštruktážne video na stránke www.ringrescue.com/tutorial.

Návod na čistenie a starostlivosť

Pomôcku a jej súčasti vyčistíte pred a po každom použití handričkou navlhčenou 70 % alkoholom alebo 0,5 % roztokom Accelerated Hydrogen Peroxide. Nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky ani chemikálie. Žiadne súčasti pomôcky neponárajte do kvapaliny. Zariadenie uchovávajte mimo priameho slnečného a ultrafialového svetla.

Pri používaní tohto zariadenia sa odporúča nosiť na príslušnej ruke lekársku rukavicu, aby sa zachovala sterilnosť.

Záruka

Dvojročná obmedzená záruka

Ak do dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu dôjde k zlyhaniu pomôcky Ring Rescue v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania aj napriek jej používaniu a udržiavaniu v súlade so všetkými poskytnutými pokynmi, spoločnosť Ring Rescue Inc. na základe vlastného uváženia takýto poškodený výrobok bezplatne opraví alebo vymení. Táto záruka na nevzťahuje na neúspešné pokusy odstrániť uviaznutý prsteň z prsta. Úplné znenie záruky nájdete na stránke www.ringrescue.com/warranty.

Indikacije za uporabo

Naprava je namenjena za uporabo, kadar želite odstraniti prstan, ki ga ne morete odstraniti s prsta (zagozditev prstana). Z napravo in ustreznimi tehnikami za odstranjevanje prstana pogosto lahko odstranite zagozdene prstane.

Pred uporabo si oglejte vodič:
www.ringrescue.com/tutorial

Ozadje

Ring Rescue z zračnim pritiskom začasno stisne otekel prst in omogoči odstranitev zagozdenega prstana na prstu. Za odstranjevanje prstana so nato potrebne tehnike za odstranjevanje.

Namenska populacija pacientov

Posamezniki, stari vsaj 8 let.

Kontraindikacije za uporabo

Ne uporabljajte v primeru resnih poškodb prsta.

Pozor

Skupnega časa kompresije 15 minut ne smete preseči. Poiščite strokovni zdravstveni nasvet, če obstaja možnost zloma prstne kosti, poškodbe živcev/žil, kožnih bolezni ali poškodb ali poškodovanih vezi in kit.

Namenski izvajalci

Posamezniki, od katerih se lahko razumno pričakuje, da lahko opravijo odstranitev prstana v okviru njihovega poklicnega dela.

Navodila za uporabo

Oglejte si grafični prikaz kartice s koraki, ki je priložena napravi. Več možnosti za uspeh boste imeli, če si ogledate videoposnetek z navodili na naslovu www.ringrescue.com/tutorial.

Navodila za nego in čiščenje

Pred in po vsaki uporabi očistite napravo in sestavne dele s 70 % alkoholom ali z robčki z 0,5 % vodikovega peroksida. Ne uporabljajte drugih snovi ali kemikalij za čiščenje. Nobenih sestavnih delov ne potapljajte v tekočine. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali ultravijolični svetlobi.

Priporočamo, da za ohranjanje čistosti z napravo uporabljate medicinske rokavice na prizadeti roki.

Garancija

Dvoletna omejena garancija

Če v primeru uporabe in vzdrževanja v skladu z vsemi priloženimi navodili pride do okvare Ring Rescue zaradi napake v materialu ali izdelave v roku dveh let od datuma originalnega potrdila o nakupu, bo izdelek družba Ring Rescue Inc. po lastni presoji brezplačno popravila ali nadomestila. Ta garancija ne zajema neuspešnih poskusov odstranjevanja prstana. Več podrobnosti najdete na naslovu www.ringrescue.com/warranty.

Indikationer för användning

Produkten används när en ring som ska tas av har fastnat på ett finger. Produkten gör det ofta lättare att ta av ringar som fastnat, om den används med rätt teknik.

Se instruktionsvideon innan produkten används: www.ringrescue.com/tutorial

Bakgrund

Ring Rescue använder lufttryck för att tillfälligt komprimera ett svullet finger vilket gör det möjligt att ta av en ring som fastnat. Därefter tillämpas olika tekniker för att få av ringen.

Avsedda patienter

Personer som är 8 år eller äldre.

Kontraindikationer för användning

Använd inte produkten om fingret är allvarligt skadat.

Varning

Överskrid inte 15 minuters total komprimeringstid. Uppsök läkare om fingret är brutet eller har nerv-/kärlskada, hudskada, eller skadade ligament och senor.

Avsedda användare

Personer vars professionella arbetsuppgifter omfattar avlägsnande av ringar.

Användningsinstruktioner

Se kortet med steg-för-steg-instruktioner som medföljde produkten. För bättre resultat, se vår instruktionsvideo på www.ringrescue.com/tutorial.

Instruktioner för rengöring

Före och efter användning ska produkten och dess komponenter rengöras med 70 % alkohol eller våtservetter med 0,5 % accelererad väteperoxid. Använd inte andra rengöringsmedel eller kemikalier. Sänk inte ner någon av komponenterna i vätska. Produkten får inte utsättas för direkt solljus eller ultraviolett ljus.

Av hygieniska skäl rekommenderar vi att en medicinsk handske används på den drabbade handen vid användning av produkten.

Garanti

Två års begränsad garanti

Ring Rescue Inc. reparerar eller ersätter produkten kostnadsfritt i två år från och med det ursprungliga inköpsdatumet om Ring Rescue går sönder på grund av en defekt i materialet eller konstruktionen, förutsatt att produkten används och underhålls enligt de bifogade instruktionerna. Denna garanti täcker inte misslyckade ringborttagningsförsök. För mer information, se www.ringrescue.com/warranty.





Copyright 2020, Ring Rescue Inc.